ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА

КРЕМНИЙ ПОЛУПРОВОДНИКОВЫЙ, ИСХОДНЫЕ ПРОДУКТЫ ДЛЯ ЕГО ПОЛУЧЕНИЯ И КВАРЦ

Методы определения бора

FOCT

Semiconductor silicon, raw materials for its production 26239.2-84 and quartz. Methods of boron determination

OKCTУ 1709

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 13 июля 1984 г. № 2490 срок действия установлен

c 01.01.86 до 01.01.91

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт устанавливает химико-спектральный метод определения бора в полупроводниковом кремнии от 2.10 5 %, в двуокиси кремния и кварце от 1.10-7 до 1.10-5 %, в четыреххлористом кремнии и трихлорсилане от 1-10-8 до 7-10-7 % и спектральный метод определения бора от 0.001 до 0.1 % в техническом кремнии.

1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

по ГОСТ Общие требования к методам анализа — 26239.0-84

2. ХИМИКО-СПЕКТРАЛЬНЫЙ МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ БОРА

Метод основан на предварительном концентрировании бора путем удаления основного элемента - кремния в виде тетрафторида при анализе полупроводникового кремния, двускиси кремния, кварца и в виде тетрахлорида-тетрафторида при анализе четыреххлористого кремния и трихлорсилана в присутствии маниита, образующего с бором труднолетучее комплексное соединение, и спектральном анализе концентрата бора на графитовом порошке с добавлением фторопласта.

2.1. Аппаратура, материалы и реактивы

Спектрограф дифракционный типа ДФС-8 с решеткой 600 штр/мм с двухлинзовой системой освещения (линза F-75 диаметром 25 мм) или спектрограф средней дисперсии типа ИСП-28 с трехлинзовой системой освещения.

Генератор дуговой типа ДГ-2 с дополнительным реостатом, приспособленный для поджига дуги постоянного тока высокочас-

тотным разрядом.

Выпрямитель 250-300 В, 30-50 А.

Микрофотометр нерегистрирующий типа МФ-2.

Спектропроектор типа СПП-2.

Весы аналитические.

Весы торсионные.

Ступка и пестик из органического стекла.

Станок для заточки графитовых электродов.

Электроды графитовые фасонные для спектрального анализа ОСЧ-7—4, диаметром 6 мм, заточенные на конус; или графитовые электроды, выточенные из графитовых стержней ОСЧ-7—3, диаметром 6 мм, заточенные на конус с углом при вершине 15° и с площадкой диаметром 1,5 мм на конце, обожженные в дуге постоянного тока при 15 А в течение 15 с.

Электроды графитовые фасонные для спектрального анализа ОСЧ-7—4, диаметром 6 мм, с каналом глубиной 6 мм с диаметром 4 мм; или графитовые электроды тех же размеров, выточенные из графитовых стержней ОСЧ-7—3, обожженные в дуге постоянного

тока при 15 А в течение 15 с.

Очистке обжигом подвергают каждую пару электродов непосредственно перед анализом (электрод, заточенный на конус — катод, электрод с каналом — анод). Массовая доля бора в графитовых электродах должна быть менее 1-10-5 %.

Графит порошковый ос. ч. 8—4 по ГОСТ 23463—79.

Лампа инфракрасная ИКЗ-500 с регулятором напряжения типа РНО-250—0.5.

Бокс из органического стекла типа 8БП1-ОС для подготовки проб к спектральному анализу.

Бокс из органического стекла с очищенным через ткань Петрянова воздухом для химической подготовки проб типа 2БП2-ОС.

Плитки электрические с температурой поверхности не более 105 °C.

Цилиндры из органического стекла на 10 и 25 см³.

Приспособления из органического стекла для подготовки пробк спектральному анализу (подставки для графитовых электродов, шпатели, набивалки).

Шкаф сушильный на температуру до 150°С.

Чашки фторопластовые вместимостью 20 и 100 см3.

Стаканы фторопластовые с завинчивающимися крышками вместимостью 20—25 см³ и 75—80 см³.

Чашки с крышками из стеклоуглерода и фторопласта вмести-

мостью 25-30 см³.

Пластинки фотографические типа 2, обеспечивающие нормальное почернение аналитической линии бора и близлежащего фона в спектре.

Насадка с прорезью высотой 5 мм, надеваемая на щель спек-

трографа ДФС-8.

Проявитель:	
метол	2,2 г
натрий сериистокислый по ГОСТ 195 -77.	96 r
гидрохинов по ГОСТ 19627-74	8,8 r
натрий углекислый по ГОСТ 83-79 .	48 г
калий бромистый по ГОСТ 4160-74 .	5 r
вода	до 1000 см ³
Фиксаж:	
тиосульфат натрия кристаллический	
по ГОСТ 244—76	300 r
аммоний хлористый по ГОСТ 3773-72 .	20 r
вода	до 1000 см ^а

Кислота фтористоводородная ос. ч. 27-5.

Кислота азотная особой чистоты по ГОСТ 11125—78 или кислота азотная х.ч. по ГОСТ 4461—77, дважды перегнанная в кварце-

вом приборе.

Кислота соляная по ГОСТ 3118—77, х. ч., или кислота соляная особой чистоты по ГОСТ 14261—77, перегнанная во фторопластовом приборе (перед перегонкой соляную кислоту разбавляют деионизованной водой в отношении 1:1), 6 М раствор.

Вода деконизованная с удельным электросопротивлением

10-20 МОм⋅см.

Д (-)Маннит по ГОСТ 8321--74, спектрально чистый по бору, 1 и 10 %-ные растворы.

Фторопласт-4 порошкообразный по ГОСТ 10007-80.

Спирт этиловый ректификованный технический по ГОСТ 18300—72.

Бура по ГОСТ 8429—77, стандартный раствор, содержащий І мг/см³ бора: 0,882 г буры растворяют в небольшом количестве воды. Полученный раствор переносят в мерную колбу вместимостью 100 см³, доводят до метки водой и перемешивают.

2.2. Подготовка к анализу

Приготовление образцов сравнения (ОС)

 2.2.1.1. Основной образец сравнения (ООС) с массовой долей бора 0.1 %: во фторопластовую чашку вместимостью 50 см³ помещают 0,999 г графитового порошка, приливают 1 см³ стандартногораствора буры, содержащего 1 мг/см³ бора и 0,5 см³ 10 %-ногораствора маннита. Смесь тщательно перемешивают и высушивают под инфракрасной лампой при температуре не выше 80 °C. Высущенную смесь тщательно перемешивают фторопластовым пестиком в течение 40 мин.

2.2.1.2. Образцы сравнения OC1—OC7 готовят последовательным разбавлением основного образца сравнения OOC, а затем каждого последующего образца сравнения графитовым порошком. Массовая доля бора в образцах сравнения OC1—OC7 (в процентах, в расчете на содержание бора в смеси бора и углерода) и вводимые в смесь навески графитового порошка и разбавляемого образца, смешиваемые для получения давного образца, приведены в табл. 1.

Таблица 1

Обозначение Массолая доля образца бири, ч		Maccie	е напесох, г	
	графитолого ворошка	разбавляемого висьодо		
OC1	1-10-3	1,800	0,200 (OOC)	
OC2 OC3	3·10-3 1·10-3	1,400 1,333	0,600 (OC1) 0,667 (OC2)	
0C4	3-10-4	1,400	0,600 (OC3)	
OC5	1-10-1	1,333	0,667 (OC4)	
OC6 OC7	3-10-5 1-10-5	1,400 1,333	0,600 (OC5) 0,667 (OC6)	

Приведенные навески графитового порошка и разбавляемого образца помещают в ступке из органического стекла и тщательно перемешивают в течение 50 мин.

Все операции по приготовлению образцов сравнения проводят в боксе из органического стекла, тщательно протирая стенки бокса кусочками бязи, смоченными этиловым спиртом.

При анализе используют (фотографируют спектры) ОС3—ОС7. Образцы сравнения хранят в плотно закрытых банках из органического стекла.

2.2.2. Подготовка проб кремния и кварца к анализу

Пробы кремния или кварца промывают концентрированной соляной кислотой при нагревании, затем денонизованной водой и просушивают. Промытые куски заворачивают в чистую полнэтиленовую пленку и разбивают завернутым в полиэтиленовую пленку молотком на кусочки размером 1—3 мм.

- 2.3. Проведение анализа
- 2.3.1. Концентрирование бора
- Получение концентрата бора при анализе полупроводникового кремния

Навеску кремния массой 1 г помещают во фторопластовый стакан с завинчивающейся крышкой вместимостью 20- 25 см⁵, приливают 0,2 см3 1 %-ного раствора маннита и 9 см3 фтористоводородной кислоты. Содержимое стакана хорошо перемешивают и добавляют на холоду осторожно по каплям 3,5 см3 азотной кислоты. Добавление каждой последующей капли азотной кислоты ведут после прекращения бурного выделения окислов азота, прикрывая каждый раз стакан крышкой. При этом основная масса кремния растворяется. После этого стакан закрывают завинчивающейся помещают в другой фторопластовый стакан с завинчивающейся крышкой вместимостью 75-80 см³, закрывают завинчивающейся крышкой и ставят в сушильный шкаф на 1 ч при температуре от 80 до 90°C (за это время навеска кремния полностью растворяется). Растворение кремния допускается проводить также в чашках с крышками из стеклоуглерода на электроплитке при температуре от 80 до 90°С.

После полного растворения кремния раствор количественно переносят во фторопластовую чашку вместимостью 20 см3, добавляют 20 мг графитового порошка, тщательно перемешивают покачиванием чашки и выпаривают досуха на электроплитке при температуре от 80 до 90°C. К сухому остатку добавляют 2-3 раза по 0.5 см3 смеси фтористоводородной и азотной кислот (1:1), выпаривают каждый раз досуха. Сухой остаток из чашки переносят

в накетик из кальки с помощью шпателя.

Полученный сухой остаток представляет собой концентрат бо-

ра, подвергаемый спектральному анализу.

Все работы, связанные с концентрированием бора, проводят в боксе из органического стекла с очищенным через ткань Петрянова воздухом, тщательно протирая стенки бокса кусочками бязи, смоченными этиловым спиртом.

Анализ каждой пробы кремния проводят из трех параллельных

навесок.

Одновременно через все стадни анализа проводят три контрольных опыта на загрязнение реактивов и получают три сухих остатқа — три концентрата бора контрольного опыта.

2.3.1.2. Получение концентрата бора при анализе кремния и кварца

Навеску двуокиси кремния или кварца массой 2 г помещают во фторопластовый стакан с завинчивающейся крышкой вместимостью 20-25 см3 (при анализе двуокиси кремния навеску смачивают 0,5 см³ денонизованной воды), добавляют 0,2 см³ 1 % -ного раствора маннита, приливают 8 см3 фтористоводородной кислоты, закрывают стакан завинчивающейся крышкой и помещают в другой фторопластовый стакан с завинчивающейся крышкой вместимостью 75— 80 см3. Закрывают стакан завинчивающейся крышкой и ставят в сушильный шкаф на 1-2 ч при температуре от 80 до 90°C (за это

время навеска двуокиси кремния или кварца полностью растворяется). Растворение двуокиси кремния (кварца) допускается проводить также во фторопластовых чашках с крышками на электроплитке при температуре от 80 до 90 °C. После полного растворения раствор количественно переносят во фторопластовую чашку вместимостью 20 см³, добавляют 20 мг графитового порошка и выпаривают досуха на электроплитке при температуре от 80 до 90 °C. К сухому остатку добавляют два раза по 0,5 см³ фтористоводородной кислоты, выпаривая каждый раз досуха.

Далее продолжают, как указано в п. 2.3.1.1.

 2.3.1.3. Получение концентрата бора при анализе четыреххлористого кремния и трихлорсилана

В фторопластовую чашку вместимостью около 100 см³ помещают 0,2 см³ 1 %-ного раствора маннита, приливают 19,5 см³ (30 г) четыреххлористого кремния или 22,5 см³ (30 г) трихлорсилана, отобранных полиэтиленовым цилиндром, и перемешивают в течение 2 мин. Чашку с содержимым помещают в бокс с очищенным через ткань Петрянова воздухом и оставляют для отгонки кремния путем естественного испарения в виде тетрахлорида, трихлорсилана. Двуокись кремния, образовавшуюся в результате частичного гидролиза за счет влаги воздуха, растворяют, добавляя 5—7 см³ фтористоводородной кислоты и 20 мг графитового порошка, ставят на электроплитку для отгонки основы в виде тетрафторида-тетрахлорида кремния и выпаривают досуха при температуре от 80 до 90 °С. К сухому остатку добавляют 0,5—1 см³ фтористоводородной кислоты и выпаривают досуха. Эту операцию проводят еще два раза, выпаривая каждый раз досуха. Далее продолжают, как указано в п. 2.3.1.1.

2.3.2. Спектральный анализ концентратов

2.3.2.1. Қ каждому концентрату, полученному из анализируемой пробы или при проведении контрольного опыта, и к 20 мг каждого из образцов сравнения ОСЗ-ОС7 добавляют по 1 мг порошкообразного фторопласта и слегка перемешивают шпателем на кусочке кальки, тщательно протирая шпатель и набивалку после каждой пробы кусочками бязи, смоченными этиловым спиртом. Каждую смесь помещают в канал графитового электрода диаметром 4 мм и глубиной 6 мм. Таким образом получают три электрода с концентратами одной пробы, три электрода с концентратами трех контрольных опытов, три электрода с образцом сравнения ОСЗ и т. д. Электрод с концентратом примесей (или образцом сравнения) служит анодом (нижний электрод). Верхним электродом является графитовый электрод, заточенный на конус. Между электродами зажигают дугу постоянного чока силой 10 А. Спектры фотографируют на дифракционном спектрографе ДФС-8 или на спектрографе средней дисперсии ИСП-28.

При фотографировании спектров на спектрографе ДФС-8 применяют двухлинзовую систему освещения (применяют линзу F-75 диаметром 25 мм). На щель спектрографа надевают насадку с прорезью высотой 5 мм. Шкалу длин воли устанавливают на 280 нм. В кассету заряжают фотопластинку типа 2. Ширина щели спектрографа 15 мкм. Время экспозиции 10 с. Во время экспозиции расстояние между электродами поддерживают равным 3 мм.

При фотографировании спектров на спектрографе ИСП-28 применяют трехлинзовую систему освещения. Промежуточная диафрагма 5 мм. Ширина щели спектрографа 15 мкм. Время экспозиции 10 с. Во время экспозиции расстояние между электродами поддерживают равным 3 мм. В кассету заряжают фотопластинки типа 2.

2.3.2.2. В одинаковых условиях фотографируют по три раза спектр концентратов анализируемых проб, спектр концентратов, получениых из контрольных опытов, и спектр каждого из образцов сравнения.

Экспонированную фотопластинку проявляют, промывают водой, фиксируют, промывают в проточной воде в течение 15 мин и сушат.

- 2.4. Обработка результатов
- 2.4.1. За окончательный результат анализа принимают среднее геометрическое результатов трех параллельных определений, выполненных каждое из отдельной навески полупроводникового кремния, двуокиси кремния, кварца, четыреххлористого кремния или трихлорсилана.
- 2.4.2. В каждой спектрограмме фотометрируют почернения аналитической линии бора S_a (используют линию бора В 249,77 нм) и близлежащего фона S_{Φ} (минимальное почернение рядом с аналитической линией бора с любой стороны, но с одной и той же во всех спектрах, снятых на одной пластинке) и вычисляют разность почернений $\Delta S = S_A S_B$. По трем значениям ΔS_1 , ΔS_2 , ΔS_3 , полученным по трем спектрограммам, снятым для каждого образца, находят среднее арифметическое ΔS . От полученных средних значений ΔS переходят к соответствующим значениям логарифмов относительной интенсивности $\lg \frac{I_A}{I_\Phi}$, приведенным в обязательном приложении ГОСТ 13637.1—77.

По значениям $\lg C$ и $\lg \frac{I_s}{I_{\Phi}}$ для образцов сравнения строят градуировочный график в координатах $\lg C - \lg \frac{I_s}{I_{\Phi}}$; , по значению $\lg \frac{I_s}{I_{\Phi}}$ для концентратов контрольных опытов определяют среднее значение массовой доли бора $C_{\rm H}$ в концентратах контрольных

опытов. Соответственно по значению $\lg \frac{I_a}{I_\Phi}$ для концентратов анализируемой пробы находят по градуировочному графику среднее значение массовой доли бора C в концентратах анализируемой пробы.

2.4.3. Массовую долю бора (Х) в процентах вычисляют по фор-

муле

$$X - \frac{m_1}{m_2} (C - C_K),$$

где m₁ — масса навески графитового порошка-коллектора, г;

то масса навески полупроводникового кремния, двуокиси кремния, кварца, четыреххлористого кремния или трихлорсилана, г;

С — среднее значение массовой доли бора в концентратах

анализируемой пробы, %;

С_к — среднее значение массовой доли бора в концентратах контрольного опыта, %.

Величина $C_{\kappa} \cdot \frac{m_1}{m_2}$ не должна превышать установленный для метода нижний предел определяемого значения массовой доли бора более чем в два раза. Если это условие не обеспечивается, необходимо тщательно поэтапно очистить помещение, рабочие места, применяемую аппаратуру, реактивы и материалы

- 2.4.4. При контроле сходимости результатов параллельных определений из трех значений ΔS_1 , ΔS_2 , ΔS_3 , полученных по трем спектрограммам, снятым для трех концентратов анализируемой пробы, выбирают наибольшее $(\Delta S)_6$ и наименьшее $(\Delta S)_M$ значения, переходят от них к соответствующим значениям $\left(\lg\frac{I_*}{I_{\Phi}}\right)_6$ и $\left(\lg\frac{I_*}{I_{\Phi}}\right)_u$, приведенным в обязательном приложении ГОСТ 13637.1—77, и находят соответствующие значения массовой доли бора в пробе X_6 и X_M .
- 2.4.5. Отношение наибольшего из трех результатов параллельных определений X_6 к наименьшему $X_{\rm N}$ с доверительной вероятностью $P\!=\!0.95$ не должно превышать значений допускаемых расхождений трех результатов параллельных определений, приведенных в табл. 2.
- 2.4.6. Контроль правильности анализа проводят методом добавок. Для этого в растворы трех параллельных навесок полупроводникового кремния (или в три параллельные навески двуокиси кремния, кварца, четыреххлористого кремния или трихлорсилана) с минимальным значением массовой доли бора вводят добавки бора в виде раствора буры (см. п. 2). Добавку вводят в таком количестве, при котором значение массовой доли бора в пробе с добавкой

было не меньше утроенной величины нижней границы значения массовой доли бора по методике, не меньше утроенного значения массовой доли бора в пробе и не больше верхней границы определяемого значения массовой доли бора по методике. Пробы с добавкой анализируют по разд. 4 и 5.

Таблица 2

Массовая доля	Допускаемое
бора, %	расхождение
1-10-8	3,6
1-10-7	3,4
1-10-5	3,2 3,0

Результат анализа считают правильным с доверительной вероятностью P = 0.95, если допускаемые расхождения между результатами анализа пробы с добавкой и ее вычисленным значением $C_{\rm np} +$ $+ C_{.x06}$ (где $C_{\rm np}$ — результат анализа пробы, $C_{.x06}$ — массовая доля: добавки) не превосходят величин, приведенных в табл. 3.

Таблица 3

Миссовая доля бора, %	Допускаемое расхож- дение результатов двух анализов
1-10-8	1,8
1-10 7	1,8
1-10-6	1,8
1-10-6	1,7

3. СПЕКТРАЛЬНЫЙ МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ БОРА

Метод основан на возбуждении спектра в дуге переменного тока. Содержание бора определяют по градуировочному графику, построенному в координатах: разность почернений аналитической линии и фона (ΔS) — логарифм концентрации бора $(\lg C)$.

3.1. Аппаратура, материалы и реактивы

Спектрограф кварцевый типа ИСП-28 с трехлинзовой системой освещения.

Генератор дуговой типа ДГ-2.

Микрофотометр типа МФ-2.

Весы аналитические.

Станок для заточки электродов.

Электроды медные диаметром 6 мм, заточенные на конус с диаметром площадки 2 мм.

Электроды медные диаметром 6 мм, с каналом глубиной 6 мм и диаметром 4 мм.

Ступка агатовая или титановая.

Электроплитка с терморегулятором или песчаная баня.

Кремний с содержанием бора ≤1.10-4 %.

Бура по ГОСТ 8429-77.

Раствор буры, содержащий 5 мгвсм³ бора: 4,412 г буры раст-

воряют в воде и разбавляют водой до 100 см3.

Пластинки фотографические типа УФШ или 3, обеспечивающие нормальные почернения аналитической линии и близлежащего фона в спектре.

Проявитель:

2.2 ₽ натрий сернокислый по ГОСТ 195-77 96 г гидрохинон по ГОСТ 19627-74 8.8 r натрий углекислый по ГОСТ 83-79 калий бромистый по ГОСТ 4160-74. 5 r до 1000 см3 вода Фиксаж: тиосульфата натрия кристаллического по ГОСТ 244-76 300 г аммоний хлористый по ГОСТ 3773-72. 20 r до 1000 см⁸

Спирт этиловый ректификованный технический по ГОСТ

18300-72.

3.2. Подготовка к анализу

3.2.1. Приготовление образцов сравнения (ОС)

Основной образец сравнения (OOC) с массовой долей бора 1 %: 1,0 г тонкоизмельченного в ступке кремния смачивают 2 см³ раствора буры. Смоченный порошок высушивают на песчаной бане и перемешивают в ступке в течение 2 ч.

Образцы сравнения OC1—OC7 готовят последовательным разбавлением основного образца сравиения OOC, а затем каждого

последующего образца сравнения порошком кремния.

Массовая доля бора в образцах сравнения ОС1—ОС7 (в процентах, в расчете на содержание бора в кремнии) и вводимые в смесь навески кремния и разбавленного образца, смешиваемые для получения данного образца, приведены в табл. 4.

Табляца 4

		Массы навесок, г	
Обозначение	Миссовая доля	кремнан	разбавляемого
образца	бора, м		образява
OC1	0,1	1,800	0,200 (OOC)
OC2	0,05	1,000	1,000 (OC1)
OC3	0,02	1,200	0,800 (OC2)
OC4	0,01	1,000	1,000 (OC3)
OC5	0,005	1,000	1,000 (OC4)
OC6	0,002	1,000	0,800 (OC5)
OC7	0,001	1,200	1,000 (OC6)

Указанные в табл. 4 навески кремния и разбавленного образца помещают в ступку и тщательно перетирают с этиловым спиртом в течение 30 мин и высушивают под инфракрасной лампой.

Образцы сравнения хранят в закрытых банках или пакетах.

3.3. Проведение анализа

Поступившую на анализ навеску кремния тщательно растирают в ступке до состояния пудры.

Измельченную навеску и каждый образец сравнения помещают в канал нижнего электрода. Верхним электродом является медный

электрод, заточенный на конус.

Между электродами зажигают дугу переменного тока силой 10 А. Спектры фотографируют на спектрографе типа ИСП-28 с трехлинзовой системой освещения щели. Диафрагма полностью открыта. Время экспозиции — 20 с. Во время экспозиции расстояние между электродами 3 мм. Щель спектрографа 0,0015 мм. В кассету заряжают фотопластинку УФШ или тип 3.

В одинаковых условиях фотографируют по три раза спектры

анализируемых проб и спектры каждого образца сравнения.

Экспонированную фотопластинку проявляют, промывают водой, фиксируют, промывают в проточной воде в течение 15 мнн и сущат.

3.4. Обработка результатов

3.4.1. В каждой спектрограмме фотометрируют почернения аналитической линии бора 249,77 нм $S_{a+\phi}$ и близлежащего фона S_{ϕ} , (минимальное почернение со стороны коротких длин воли) и вычисляют разность почернений $\Delta S = S_{a+\phi} - S_{\phi}$.

По трем значениям ΔS_1 , ΔS_2 , ΔS_3 , полученным по трем спектрограммам, снятым для каждого образца, находят среднее арифме-

тическое ΔS .

По значениям ΔS и $\lg C$ для образцов сравнения строят градунровочный график в координатах ΔS — $\lg C$; по значению ΔS для анализируемых проб находят среднее содержание C бора в пробе.

3.4.2. При контроле сходимости результатов параллельных определений из трех значений ΔS_1 , ΔS_2 , ΔS_3 , полученных по трем спектрограммам, выбирают наибольшее (ΔS)6 и наименьшее (ΔS)8 значения и находят соответствующие содержания бора впробе.

 3.4.3. Абсолютные допускаемые расхождения результатов трех параллельных определений не должны превышать величин, приве-

денных в табл. 5.

3.4.4. Контроль правильности проводят методом добавок. Для этого к трем параллельным навескам кремния с минимальным содержанием бора вводят добавку бора в виде раствора буры, из которого готовят основной образец сравнения (ООС). Добавку вводят в таком объеме, чтобы содержание бора в навеске с добавкой было не меньше утроенной величины нижней границы определяе-

мых содержаний, не меньше утроенного содержания бора в пробе и не больше верхней границы, определяемого содержания по методике. Навески с добавкой анализируют в соответствии с разд. 4,5.

Таблица 5

Массовая доля бора, %	Абсолютное допус- квемое расхождение, %
0,001	0,0016
0,01	0,014
0,1	0,13

Результаты анализа считают правильными с доверительной вероятностью $P\!=\!0,\!90$, если разница результатов анализа навески с добавкой и вычисленным содержанием навески с добавкой не превосходит значений допускаемых расхождений двух анализов, приведенных в табл. 6.

Табляпа 6

Массовая доля бора, %	Абсолютное допуска- емое раскождение, %
0,001	0,0014
0,61	0,012
0,1	0,12

Изменение № 1 ГОСТ 26239.2—84 Кремний полупроводниковый. Исходные предукты для его получения и кварц. Методы определения бора

Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета СССР по управлению качеством продукции и стандартам от 26.06.90 № 1847

Дата введения 01.01.91

Вводную часть изложить в новой редакции: «Настоящий стандарт устанавливает химико-атомно-эмиссионный метод определения бора в полупроводнимовом кремнии в интервале массовых долей от $2 \cdot 10^{-7}$ до $2 \cdot 10^{-5}$ %, в двуокиси кремния и кварце от $1 \cdot 10^{-7}$ до $1 \cdot 10^{-5}$ %, в четыреххлористом кремнии и трихлорсилане от $6 \cdot 10^{-9}$ до $7 \cdot 10^{-7}$ % и атомно-эмиссионный метод определения бора от 0.001 до 0.1% в техническом кремнии».

Раздел 2. Наименование изложить в новой редакции:

«2. Химико-атомно-эмиссионный метод определения бора»

Пункт 2.1. Заменить слова: «Шкаф сушильный на температуру до 150 °C» на «Шкаф сушильный, обеспечивающий температуру нагрева 250 °C»;

дополнить абзацами: «Натрий фтористый.

Автоклав аналитический М 167 с реакционной камерой М 206; С 3551 с реакционной камерой С 3552 в соответствии с приложением к ГОСТ 26239.1—84»;

ваменить сомлки: ГОСТ 11125—78 на ГОСТ 11125—84, ГОСТ 18300—82 на ГОСТ 18300—87.

Пункт 2.2.1.1. Исключить слова: «н 0,5 см3 10 %-ного раствора маннита».

Пункт 2.2.1.2 после слов «графитовым порошком» дополнить словами: «в

присутствии этилового спирта»;

второй абзац изложить в новой редакции: «Приведенные навески графитового исроника и разбавляемого образца помещают в ступку из органического стехла, приливают 1 см³ 10%-ного раствора маннита. Смесь тщательно переменявают и высушивают под инфракрасной лампой при температуре не выше 86°C. Высушенную смесь тщательно перемешивают фторопластовым пестиком в течение 40 мин.

Каждый образец сравнения (ОС) из серии ОС1—ОС7 помещают в ступку из органического стекла, добавляют 2 см³ 10 %-ного раствора маннита, тщательно перемешевают и высушивают под инфракрасной лампой при температуре не выше 80 °С».

Пункт 2.3.1.1. Третий абзац. Заменить слово: «спектральному» на «атомно-

өмнссионному»;

дополнить абзацами: «Допускается получение концентрата бора в анали-

сическом автоклаве непосредственно в кратере графитового электрода.

Анализ каждой пробы кремния проводят из трех параллельных навесок. Для этого в кратеры 3 графитовых электродов с насадками помещают навески кремния массой 0,5 г (или в 1 электрод с навеской 1,5 г), смешанные с 20 мг графитового порошка и 1 мг порошкообразного фторопласта, смачивают 0,02 см³ 10 %-ного раствора маннита.

Одновременно через все стадии анализа проводят три контрольных опыта

на загрязнение реактивов.

Электроды с пробами и контрольными опытами помещают во фторопласиовый держатель электродов. Держатель электродов помещают в реакционный стакан камеры, в который налито 35 см³ фтористоводородной и 5 см³ азотной кислот.

Реакционную камеру помещают в корпус автоклава, герметизируют его, помещают в сушильный шкаф и выдерживают в течение четырех часов при тем-

пературе 200-220 °C.

После этого автоклав вынимают из сушильного шкафа, охлаждают при помощи вентилятора или контактного холодильника. Открыз автоклав, реакционную камеру протирают снаружи ватным тампоном, смоченным спартом. Вынимают электроды и при необходимости подсушивают их под инфракрасной лампой.

Концентраты примесей в электродах подвергают атомно-эмиссионному внализу».

Пункт 2.3.1.3. Заменить слова и значения: «около 100 см3 на 100 см3;

19,5 см3 (30 г) на 33 см3 (50 г); 22,5 см3 (30 г) на 37 см3 (50 г).

Пункт 2.3.2. Заменить слово: «Спектральный» на «Атомно-эмиссновный».

Пункт 2.3.2.1 изложить в новой редакции: «2.3.2.1. К каждому концентрату, полученному из анализируемой пробы или при проведении контрольного опыта, и к 20 мг каждого из образцог сравнения ОСЗ—ОСТ добавляют по 1 мг порошкообразного фторопласта (или 1 мг фтористого натрия) и слетка неременивают шпателем на кусочке кальки, тщательно протирая шпатель в набавалку после каждой пробы кусочками бязи, смоченными этиловым синртом. Каждую смесь с фторопластом помещают в канал графитового электрода днаметром 4 мм и глубиной 3 мм. Таким образом, получают три электрода с концентратами одной пробы, три электрода с концентратами трех контрольных опытов, три электрода с образцами сравнения ОСЗ и т. д. Электрод с концентратом примесей (или образцом сравнения) служит анодом (нижний электрод). Верхним электродом является графитовый электрод, заточенный на конус. Между электродами зажигают дугу постоянного тока силой 10 А (или 16 А нри использовании фтористого натрия). Спектры фотографируют на дифракционном спектрографе ДФС-8 или на спектрографе средней дисперсии ИСП-28.

При фотографировании спектров на спектрографе ДФС применяют двухлензовую систему освещения (применяют линзу F-75 диаметром 25 мм). На щель спектрографа надевают насадку с прорезью высотой 5 мм. Шкалу длав воли устанавливают на 280 нм. В кассету заряжают фотопластинку типа 2. Штаринз щели спектрографа 15 мкм. Время экспозиции 10 с (около 30 с, до выторания, при использовании фтористого натрия). Во время экспозиции расстояние неж-

ду электродами поддерживают равным 3 мм.

При фотографировании спектров на спектрографе ИСП-28 применяют трахлинзовую систему освещения. Промежуточная диафрагма 5 мм. Ширина щели спектрографа 15 мкм. Время экспозиции 10 с (или около 30 с, до выгорания, при использовании фтористого натрия). Во время экспозиции расстояние между электродами поддерживают равным 3 мм. В кассету заряжают фотоиластиная тип 2».

Пункт 2.4.6. Таблицы 2, 3. Заменить значение: 1 · 10-в на 6 · 10-9;

дополнить примечанием (после табл. 3): «Примечание. Определение бора в полупроводниковом кремнии, двускиси кремния и иварце можно проводить также по ГОСТ 26239.1—84 совместно с металлическими примесями. Совместное химико-атомно-эмиссионное определение металлических примесей и бора проводят по ГОСТ 26239.1—84. В качестве носителя используют комбинированный носитель — хлористый натрий плюс фтороплает (по 1 мг) или хлористый натрий плюс фтороплает (по 1 мг) или хлористый натрий плюс фторостый натрий плюс фторостый натрий (по 1 мг).

Для приготовления совместного основного образца сравнения (ООС) нетеллических примесей и бора, в приготовленные по ГОСТ 26239.1—84 ООС на металлические примеси вводят рассчитанное количество бора в виде раствора

буры по п. 3.1.1.

Для приготовления образцов сравнения OC1—OC7 каждый раз в ступку из органического стекла, перед перемешиванием навесок графитового порошка в разбавляемого образца сравнения, приливают по 1 см³ 10 %-ного раствора маннита.

Обработку результатов анализа проводят по ГОСТ 26239.1-84 (разд. 5)».

Раздел 3. Наименование изложить в новой редакции:

Атомно-эмиссионный метод определения бора»

Пункт 3.1. Состав проявителя. Заменить слово: «серножислый» на «сернистокислый»;

ваменить ссылку: ГОСТ 18300-74 на ГОСТ 18300-87.

Стандарт дополнить разделом — 4:

«4. Экстракционно-спектрофотометрический метод определения бора

Метод основан на растворении кремния смесью фтористоводородной и азотвой кислот в присутствии маннита, удалении основной массы кремния отгонкой в виде фторида, экстракции тетрафторборат вона с бутилродамином толуолом в последующем спектрофотометрическом определании бора.

4.1. Аппаратура, реактивы и растворы

Спектрофотометр СФ-26 или аналогичный.

Кюветы для фотометрирования с длиной оптического пути 50 мм.

Весы лабораторные.

Плитка электрическая бытовая по ГОСТ 14919-83.

Сушильный шкаф с терморегулятором температур до 250°C.

Автоклав аналитический М 167 с реакционной камерой М 206. С 3551 с реакционной камерой С 3552 по приложению ГОСТ 26239.1—84.

Вентилятор комнатный типа ВЭ-6 или аналогичный.

Микробюретка 7—2—10 по ГОСТ 20292—74. Колбы мерные вместимостью 25, 100 и 1000 см³.

Пипетки вместимостью 1, 2, 5 и 10 см3.

Тигли стеклоуглеродные вместимостью 50 см³.

Циливары фторопластовые вместимостью 20 см³.

Пипетки поршневые полиэтиленовые вместимостью 5 и 10 см3.

Кислота серная особой чистоты по ГОСТ 14262-78.

Кислота фтористоводородная по ТУ 6-09-3401-88, ос.ч 27-5, плотностью 1,2 г/см³.

Кислота азотная особой чистоты по ГОСТ 11125—84, плотностью 1,4 г/см³. Кислота клористоводородная плотностью 1,19 г/см³ ос.ч 21—4.

Маннит по ГОСТ 8321—74, слектрально чистый по бору, 1 %-ный раствор.

Спирт этиловый ректификованный технический по ГОСТ 18300—87. Формальдегид по ТУ 6—09—3011—73, 40 % ный раствор (формалин).

Бутилродамин по ТУ 6—09—05—504—76, 0,1 % ный спиртовой раствор. Ацетон по ГОСТ 2603—79.

Толуол по ТУ 6-09-4305-76.

Голуол по 13 6—09—4305—76. Ворная кислота по ГОСТ 9656—75.

Вода денонизованная с удельным электросопротивлением 10-20 мОм - см.

Стандартные растворы бора

Раствор А, содержащий 0,1 мг бора в 1 см³: навеску массой 0,5720 г борной кислоты растворяют в денонизованной воде в мерной колбе вместимостью 1000 см³.

Раствор Б, содержащий 0,01 мг бора в 1 см³: готовят в день употребления разбавлением стандартного раствора А водой в 10 раз.

4.2. Проведение анализа

4.2.1. Растворение анализируемой пробы в открытой системе

Навеску массой 0,25 г помещают в тигель из стеклоуглерода, приливают 0,1 см³ раствора маннита, 5 см³ фтористоводородной кислоты, перемешивают Затем осторожно, для предотвращения бурной реакции, по каплям вводят 1 см³ эзотной кислоты (1:1). Тигель с раствором помещают на плитку и упаривают

до влажных солей, а затем досуха на водяной бане, прибавляют 5 см³ фтористоводородной кислоты и снова упаривают досуха.

4.2.2. Растворение анализируемой пробы в аналитическом автоклаве

В реакционную емкость (2) по приложению ГОСТ 26239.1-84 вместимостью 70 см³ вливают 10 см³ фтористоводородной и 5 см³ азотной кислот. Сборник (1), в который помещают навеску образца массой 0,25 г и 0,1 см3 раствора размещают в реакционной емкости (2). Двухкамерную маннита, коаксиально реакционную емкость с содержамым закрывают крышкой (4) и герметизируют в металлическом корпусе автоклава (1, 5). Для этого, вращая по часовой стрелке на один оборот натяжную гайку (7), взводят запорное устройство (6), крышку корпуса (5) наворачивают на корпус (1) до упора. После этого натяжную гайку (7) поворачивают против часовой стрелки до свободного хода. Загерметизированный автоклав помещают в предварительно нагретый до 180°C сушильный шкаф и выдерживают в течение 2 ч, вынимают из сушильного шкафа и охлаждают на донном холодильнике (8) до комнатной температуры. Автоклав разгерметизируют, вращая натяжную гайку (7) по часовой стрелке до момента, когда крышка корпуса автоклава (5) будет свободно вращаться по резьбе корпуса (1). Автоклав открывают и вынимают реакционную камеру (2, 4).

Для пробоподготовки нескольких навесок одновременно в едином герметично замкнутом объеме применяют автоклав С 3551 с камерой для концентри-

рования С 3552 (или аналогичные).

В реакционную камеру для концентрирования (1) вливают 35 см³ фтористоводородной и 5 см³ азотной кислот. В три фторопластовых сборника (4), закрепленных в держателе (2), помещают навески образца массой 0,25 г каждая, прибавляют к навескам по 0,1 см³ раствора маннита и по 0,5 см³ фтористоводородной кислоты. Камеру для концентрирования закрывают крышкой (5) с расположенным на ней держателем (2) и сборниками (4) и герметизируют в металлическом кожухе аналитического автоклава. Автоклав помещают в предварительно нагретый сущильный шкаф и выдерживают при температуре 180°С в течение 2 ч, вынимают из сущильного шкафа и охлаждают до комнатной температуры. Автоклав открывают, вынимают камеру и протирают ее снаружи ватным тампоном, смоченным спиртом. Параллельно в этом автоклаве проводят контрольный опыт.

4.2.3. Определение бора

Образовавшиеся соли по п. 4.2.1 или п. 4.2.2 растворяют 2,5 см³ фтористоводородной кислоты (1:9), добавляют 1 см³ 40 %-ного раствора формальдегида и помещают на электрическую плитку для полного удаления окислов азота. Раствор количественно переносят во фторопластовый цилиндр, вливают 1,5 см³ серной кислоты (1:1), объем доводят до 10 см³ денонизованной водой, вливают 0,4 см³ раствора бутелродамина, 9 см³ толуола и 1 см³ ацетона. Экстрагируют бор, встряхивая раствор в цилиндре в течение 2 мин. Через 10 мин после расслаивания водной и органической фаз переносят 8 см³ органической фазы поршневой пипеткой в мерную колбу вместимостью 25 см³ и доводят объем до метки ацетоном и тщательно перемешивают. Оптическую плотность измеряют на спектрофотометра при 610 нм по отношению к контрольному опыту; используя кюветы для фотометрарования с длиной оптического пути 50 мм. Массовую долю бора определяют по градуировочному графику. Параллельно проводят контрольный опыт на содержание бора в реактивах через все стадчи анализа.

4.2.4. Построение градуировочного графика

Во фторопластовые цилиндры вливают с помощью микробюретки 0,0; 0,1; 0,2; 0,4; 0,6; 0,8; 1,0; 2,0 см³ стандартного раствора бора (Б), приливают 2,5 см³ фтористоводородной кислоты (1:9) 1,5 см³ серной кислоты (1:1) объемы доводят до 10 см³ денонизованной водой, вливают 0,4 см³ раствора бутилродамина, 9 см³ толуола и 1 см³ ацетона. Далее проводят анализ, как указано в п. 4.2.3.

Строят градуировочный график зависимости оптической плотности от концентрации, который используют для определения содержания бора в анализируемой пробе.

4.3. Обработка результатов

4.3.1. Массовую долю бора (X_1) в процентах вычисляют по формуле

$$X_1 = \frac{m_1}{m} \cdot 10^{-4}$$
,

где m₁ — масса бора, найденная по градуировочному графику, мкг;

т — масса навески, г.

За результаты анализа принимают среднее арифметическое двух парал-

лельных определений, проведенных из отдельных навесок.

4.3.2. Разность большего и меньшего из двух результатов параллельных определений в доверительной вероятностью P = 0.95 не должна превышать значений абсолютных допускаемых расхождений параллельных определений, приведенных в табл. 7.

	Таблица 7	
Массовая доля бора, %	Абсолютное допускаемое рас- хождение, %	
0,0010	0,0005	
0,010	0,003	
0,100	0,002	

Допускаемые расхождения для промежуточных массовых долей вычисляют методом линейной интерполяции.

4.3.3. Для проверки правильности анализа используют метод добавок. Две навески одной из проанализированных проб растворяют по п. 2.2.1 или п. 2.2.2. К полученным растворам добавляют одинаковые объемы рабочего раствора бора с таким расчетом, чтобы массовая доля бора в пробе с добавкой (X₂), рассчитанная по формуле

$$X_2 = X_1 + \frac{m_2}{m} \cdot 10^{-4}$$
,

где X_1 — результат анализа пробы, %;

m — масса навески, г;

т₂ — масса бора в добавленных объемах рабочего раствора бора, мкг, должна быть не более верхней границы интервала определяемых массовых долей бора (см. табл. 1) и не менее утроенного значения нижней границы этого интервала.

Анализ считают правильным с доверительной вероятностью P=0.95, если результат анализа навески с добавкой, отличается от X_2 не более чем на

$$\Delta = 0.7 \sqrt{d_1^2 + d_2^2}$$
,

где d_1 — допускаемое расхождение двух результатов параллельных определений бора в той же пробе без добавки, %;

d₂ — допускаемов расхождение двух результатов параллельных определений бора в той же пробе с добавкой. %».